

AccuFab-C1

专业椅旁3D打印机



先临三维®

Go Digital with SHINING 3D

AccuFab-C1

专业椅旁3D打印机

AccuFab-C1是先临三维专为齿科临床端客户设计研发的光固化桌面3D打印设备，外观简洁大方，支持椅旁打印各类导板、临时冠等，特别适合现代数字口腔诊所及医院。



智能支撑，操作简便



出色细节，满足椅旁3D打印



WIFI连接，无线打印



开放系统，根据客户需求搭建数字化完整解决方案



AccuFab-C1

微型椅旁3D打印工厂

AccuFab-C1，一台设备，可满足几乎所有的椅旁打印需求，包括临时牙冠、种植导板、正畸粘接导板、隐形正畸模型、个性化托盘等。

临时牙冠



临时牙冠



种植导板



正畸粘接导板



隐形正畸模型



个性化托盘



技术参数

设备型号	AccuFab-C1
设备尺寸	394*406*755mm
设备重量	约30kg
成型空间 (X、Y、Z)	135*75*150mm
打印速度*	20mm/h, 最大40mm/h
打印精度	0.05mm
打印材料**	种植导板、临时冠、全口胶托、转移粘接导板等
智能脱机打印	USB/Ethernet/Wi-Fi

*打印速度受打印材料、打印环境、分层厚度等影响

**如有其它需求, 请联系我们

